



Personaryの使い方

2025-03 橋田




インストール

<https://www.assemblogue.com/apps/PLR2.html> または下記からインストール



アカウント登録

Googleアカウントを予め
作っておく必要がある



プロフィールの設定



プロフィール作成


友達登録




利用者Aが利用者Bを友達登録すると、AからBに友達リクエストが自動送信され、Bがそれを自動的に受理してAを友達登録し、これによってAとBは双方向の友達になる。

チャンネル

- PLR利用者(個人や事業者)の間で共有されるデータのまとまりの単位
- 各利用者は自分がアクセスできるチャンネルが他のどのチャンネルと利用者に開示されているかがわかる



チャンネルの作成



チャンネルの操作

この画像は、チャンネルの操作に関する4つのスクリーンショットを示しています。緑色の矢印と吹き出しが、Google Meetのリンクを生成する手順を説明しています。

スクリーンショット 1: チャンネル詳細
チャンネル名: 橋田 吉 (hasida.plr1@gmail...)
性別: 男性
誕生日: 1958年9月30日 0:00
所属: 東京イカシカ大学 大学院情報理工学系研究科 電子情報学専攻 修士1年

スクリーンショット 2: チャンネル一覧
チャンネル: 母, 全体, 子, 夏目グループ, チャンネルサマリ新仕様テ..., 連絡1

スクリーンショット 3: Google Meetのリンクを生成
メッセージ: おはようございます。
生成されたリンク: <https://meet.google.com/ypd-cgXH-mks>

スクリーンショット 4: 日付指定
日付の選択: 2021年4月16日(金)

2021年4月						
日付指定						
	水	木	金	土	日	
		1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

チャンネルの中のデータの作成



友達へのチャネルの開示

The image shows a sequence of five mobile app screenshots illustrating the process of sharing channels with friends:

- 友だち (45)**: A list of friends. A hand icon points to the friend "はしだ しー" (hasida.plrc@gmail.com).
- 利用者詳細**: The profile page of "はしだ しー". A hand icon points to the "この利用者に開示しているチャネル" (Channels shared with this user) section, which currently shows one channel: "COVID-19テ... 2021-08-09 22:52:28" by "はしだ しー".
- 利用者詳細**: The same profile page, but a hand icon points to a "+" button, which opens a sharing menu with options: "チャネルを作成" (Create channel) and "既存のチャネルを開示" (Share existing channels).
- 利用者詳細**: The sharing menu is open, and a hand icon points to "既存のチャネルを開示".
- 利用者詳細**: A selection screen titled "+ チャネルを選択" (Select channels). It lists various channels, including "ADDSS", "乳幼児健診", "橋田 F", "7 ピーエルアールナナ", "橋田 SITR", "橋田 GSK", and "COVID-19 テレナーシング". A hand icon points to the "COVID-19 テレナーシング" channel. At the bottom, there are "キャンセル" (Cancel) and "OK" buttons.

友達のパスフレーズ

- PLRのパスフレーズは最初の3人の友達に自動的に預けられる。
- パスフレーズがわかっててもGoogleアカウントにログインできなければ本人になりすますことはできない。
- 「設定」画面の「PLRパスフレーズ預け先」で自分のパスフレーズの預け先がわかる。
- 友達からパスフレーズを預託されているとき、その友達の利用者詳細画面の右上の鍵コピーアイコン(右図の赤丸)をタップすると、そのパスフレーズがクリップボードにコピーされる。



ヘルスデータ連携(モバイル用Personary)

- 連携設定するチャンネル(下の例では「さどひまわり」)に歩数や移動距離などのオントロジーを含むチャンネル設定(「生活」や「さどひまわり」)を適用する必要がある。
- AndroidではGoogleFitとPersonaryに同じアカウントでログインしている必要がある。

設定

ヘルスデータ連携

連携先チャンネル

データタイプ

ヘルスデータ連携

「さどひまわり」チャンネルのタイムライン

「歩数」と「移動距離」を選択

ヘルスデータ取得の設定(次ページ)


連携設定がありません

さどひまわり
歩数, 移動距離


日付	時間	移動距離	歩数
2021年08月18日(水)	19:25 ~ 19:26	11.82 m	17
2021年08月24日(火)	18:31 ~ 18:41	675.1 m	1025

ヘルスデータ取得の設定(モバイル用Personary)


Android



iOS



自分のチャンネルの開示



チャンネルの全友達への公開

- 「設定」ページの「公開チャンネル」で+ボタンを押して現われるメニューから公開したいチャンネルを選ぶ。
- チャンネルを横スワイプすると公開が停止される。



メール通知



- 左のように封筒アイコンをタップして黒くしておくと、このチャンネルのデータが更新されるたびに更新の内容が開示先利用者全員にメールで通知が送られる。
- 公開チャンネルの場合は全友達にメール通知が送られる。

自分のチャンネルのデータ主体の登録

- 自分が所有するチャンネルの開示先利用者の一部をそのチャンネルのデータ主体として登録できる。
- そのチャンネルのデータ主体以外への開示はすべてのデータ主体が同意したときに有効。



自分のチャンネルの開示状態

自分が所有するチャンネルの各開示先利用者への開示に同意していないデータ主体を確認できる。



チャンネル設定の作成



タイムラインが編集可能



チャンネル設定の公開



チャンネル設定の作成

タップで切り換え

「テストチャンネル」チャンネル設定を各友達が見える

TESTチャンネル設定を適用したチャンネルを各友達が自動生成(してこちらに開示)

自分のチャンネルへのチャンネル設定の適用



「連絡」チャンネル設定が
graphsチャンネルに適用される


自分のチャンネルの開示

自分が所有するチャンネルの各開示先チャンネルへの開示に同意していないデータ主体を確認できる。



チャンネルの開示(データ主体による操作)

チャンネルのデータ主体(下図では橋田参)はそのチャンネルの開示先(利用者またはチャンネル; 下図では橋田八という利用者)への開示に同意すること、その同意を撤回することができる。



橋田九が同意すれば橋田八に開示される

埋め込みセクションへのチャンネルの追加




チャンネル詳細ページでセクションの右端の+ボタンでチャンネル追加ダイアログが開く。

チャンネルを選んでOKすると追加できる。

セクション中のチャンネルの名前は表示されず所有者名が表示される。

広報チャンネルの作成



広報チャンネルの登録





広報チャンネル中の各広報ノード(次ページ)の開始日時からの有効期限を設定

広報チャンネル中の広報ノート

2021年10月7日16:13以降に有効な広報




条件は空でも良い



1900年(GMT)の日時は現在の日時を表わす

他者の広報の購読

お知らせページに戻る



グラフ等の表示

チャンネルにチャンネルサマリが設定されていれば、タイムラインからそれに基づくグラフ等を表示できる。

スクリーンショット1: COVID-19TN チャンネルサマリの「グラフアイコン」をタップする。

スクリーンショット2: 日付の選択画面で「7月1日(木)」を指定する。

スクリーンショット3: COVID-19TN の体温・呼吸のグラフを表示する。

スクリーンショット4: COVID-19TN の別の種類のグラフを表示する。

日付	体温	呼吸
2021年08月16日	36.4	28.0
2021年08月17日	36.0	28.0
2021年08月18日	36.8	21.0
2021年08月19日	36.4	21.0
2021年08月20日	36.5	22.0

日付	体温	呼吸
2021年07月1日	97.0	5.0
2021年07月2日	98.0	8.0
2021年07月3日	96.0	6.0
2021年07月4日	97.0	5.0
2021年07月5日	97.0	3.0
2021年07月6日	98.0	3.0

スキーマの選択

チャンネルに「自身」と「一般」以外のスキーマが適用可能なら、タイムラインからそれらを選択できる。

